



Versa Medical Leg Press

- Vergrendeling van het bewegende deel en begrenzing van de ROM voor isometrische contracties, zorgt ervoor dat klanten zichzelf niet overbelasten.
- Gewichtstapel kan worden losgekoppeld waarmee het bewegende deel kan verplaatsen zonder extra weerstand, ideaal voor klanten met een slechte conditie, klanten die revalideren of letsel hebben.
- Het voetplatform is met één hand te bedienen en maakt het mogelijk om de ROM gemakkelijk te veranderen vanuit een zittende positie.
- Optioneel accessoirepakket omvat een hiel-cup, wigblok en draadhouder om medische professionals te helpen een nog grotere diversiteit specifieke oefeningen aan te bieden.
- Laag begingewicht van 2,63 kg maakt geleidelijke voortgang mogelijk.
- Grote informatielabels bieden duidelijke instructies voor instelling en voortgang voor medische professionals en klanten die zelfstandig trainen.
- ROM- begrenzer voorkomt verplaatsing van het bewegende deel voorbij een bepaald punt.
- Klasse I Med CE-gecertificeerd voor therapeutische, revalidatie- en "active-aging"-faciliteiten waardoor een breed scala aan programma's ontstaat, inclusief isometrische, belast isometrische, isotonische, plyometrische, elastische en gecombineerd elastische/gewichtstapelingsoefeningen.
- Optionele Force Plate-houder maakt het medische professionals mogelijk een apparaat van een derde partij aan te sluiten om de uitvoerende kracht van de linker- en rechtervoet te meten - ideaal voor klanten die balans willen opbouwen.
- Optioneel opstapje helpt mensen met fysieke beperkingen de leg press makkelijker en veiliger op- en afstappen.
- Intrekbare voetsteun houdt het andere been van de klant weg van bewegende delen bij het uitvoeren van oefeningen met één been.
- Verstelbare schoudersteunen en gasgeveerde rugsteun zorgen voor flexibele bewegingen en comfortabele gebruik voor alle gebruikers.
- Optioneel oplopend gewicht maakt verhogingen van maar 0,9 kg mogelijk zodat klanten van elk sportief niveau echte voortgang zien.
- De bandhaken maken het makkelijk om elastische weerstandsbanden te gebruiken voor elastische en plyometrische training.
- Voetplatformverstelling maakt het mogelijk voor de therapeut om de ROM aan te passen vanuit een staande positie naast het toestel.

AANPASSINGEN	
VERSTELPUNTEN MET KLEURCODERING	Ja
VERSTELLING VAN DE RUGLEUNING	Ja, 8 posities (2,5°, 15,5°, 28°, 38°, 48°, 58°, 68° en 78°)
ONTKOPPELING GEWICHTSTAPEL	Ja
GRENS BEWEGINGSBEREIK	27 posities
AANPASSING HOOGTE SCHOUDERSTEUN	11 posities
SCHOUDERSTEUN MET AANPASSING	Ja
MONTAGEPUNTEN VOOR BAND	Ja, 4
AANPASSING BEWEGINGSBEREIK	Platform met gasgeveerde ondersteuning, 13 posities, dubbele aanpassing (gebruiker of therapeut)

FRAME & KABELS	
LEVERBARE FRAMEKLEUREN	Iced Silver of Matte Black
FRAME-AFWERKING	Dubbele poedercoating
KABELTRANSMISSIE	Intern gesmeerde kabels & montagedelen
VERANKERING VOOR DE FIETS	2

GEBRUIKERSVOORZIENINGEN	
LABELS AAN DE VOORZIJDE	Machine-identificatie met kleurcodering en machinespecifiek stretchen
LABELS MET KLEURCODERING	Blauw (onderlichaam)

OPTIONELE STICKERS	Aanpassingslocaties en bedieningsinstructies; illustraties met begin en einde van de oefening
LABELS ACHTERZIJDE	Machine-identificatie met kleurcodering en machinespecifiek stretchen
ZONES VOOR HET PLAATSEN VAN DE VOETEN	Ja, 6 posities
OPBERGVAK VOOR PERSOONLIJKE SPULLEN	Opbergvak

GEWICHTSTAPEL	
GEWICHTSTAPEL	136 kg
OPLOPEND GEWICHTSYSTEEM	0,9, 1,8, 2,7, 3,6 kg
STARTGEWICHT	2,63 kg losgekoppeld: 9,43 kg
MAX. TRAININGSGEWICHT	139,6 kg
BESCHERMING GEWICHTSTAPEL	Bescherming voor- en achterzijde

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
TOTALE AFMETINGEN	263.2 x 121.9 x 188.3 cm
PRODUCTGEWICHT	372 kg
MAX. GEWICHT GEBRUIKER	159 kg
BEDRIJFSMODI	Isometrisch, Beladen Isometrisch, Isotoon, Plyometrisch, Elastisch
CONFORM MED CE	Ja